

つるりん鉗子

製品特徴


- ・先端が鈍になっており、血管・組織損傷リスクを低減
- ・Jaw部分の5mm幅目盛りにより、進度の測定が可能
- ・先端全閉時に組織や血管を挟み込みにくい形状（下写真参照）



製造販売届出番号13B3X10305JK1001

品 番	規 格	全 長
B-0150/240	#0 微弯	240mm
B-0160/240	#1 弱弯	
B-0170/240	#2 中弯	
B-0180/240	#3 強弯	
B-0185/240	#3.5 中間	
B-0190/240	#5 ライトアングル	
B-0197/240	#7 大曲り	
B-0150/280	#0 微弯	280mm
B-0160/280	#1 弱弯	
B-0170/280	#2 中弯	
B-0180/280	#3 強弯	
B-0185/280	#3.5 中間	
B-0190/280	#5 ライトアングル	
B-0196/280	#6	
B-0197/280	#7 大曲り	

先端形状拡大



わずかな隙間

つるロング鉗子

製品特徴

- ・つるりん鉗子の先端を更に薄く幅広にし、簡便な剥離操作を実現
- ・手元に反りをつけ、器械同士の干渉を防ぐ
- ・先端部に鏡面仕上げを施し、剥離時の先端滑りと被視認性を向上



製造販売届出番号13B3X10305JK1002

品 番	規 格	全 長
B-L150/280	#0 微弯 全面縦溝	280mm
B-L180/280	#3 強弯 先端縦溝	


Midorija

midorija@sunmedix.co.jp



より良い健康と医療を目指して

サンメディックス株式会社