Midorija Instruments Catalog

産婦人科外科







Midorija

製品コンセプト

当社は呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、産婦人科、肝胆膵外科など、外科医のアイデアを具現化した数多くの製品を取り揃えております。

新たな手技のための器械や、手術時間の短縮、執刀医の負担軽減など、様々な臨床現場の 課題を解決するのがミドリジャスギウラ製品です。

技術力

日本には、医療機器メーカーが一流の外科医と密接に協力し、常に手術器具を開発・改良 してきた長い伝統があります。当社は、外科医が最高の技術を発揮し手術を行っていただ くために、職人の匠の技で産み出された製品をご提供しています。伝統と革新に裏打ちさ れ卓越性を追求した製品を、ぜひお手に取ってご覧ください。

品質保証

医療業界においてますます高まる厳しい要求に応えるため、管理された品質保証システムの維持が私たちの最優先事項です。当社は一貫した品質を保証するため、発注から製造、最終検査、納品に至るまで、すべての工程を定期的に管理しています。その目的は、製品の品質を常に維持することとであり、それによって高い安心感と安全性をお届けできるのです。薬機法やQMS省令、国際規格への準拠を確実にするため、当社はISO13485の認証を取得しています。





メンテナンス

繰り返しの手術により、刃の切れ味は低下します。適切なメンテナンスが製品を長持ちさせる秘訣です。当社の製品は高度な技術を持った職人による手作りの製品です。その高い品質と性能を維持するために、再研磨・修理は当社へご用命ください。

エンドピンセット

- ・軽いタッチで先端の開閉操作ができるため、腕への負担を軽減 ・無外傷性ドゥベーキー溝により、血管・組織を損傷させずに強力な把 持が可能 ・インサートを抜くことができるため、高い洗浄性を実現



品 番	規格	有効長
A-010/220-1.3C	1.3mm 反	220mm
A-010/240-1.3C	1.3mm 反	
A-010/240-2.0S	2.0mm 直	240mm
A-010/240-2.0C	2.0㎜ 反	
A-010/290-1.3S	1.3mm 直	
A-010/290-1.3C	1.3mm 反	290mm
A-010/290-2.0C	2.0㎜ 反	

先端形状拡大





ジャンボ鈎ピン


- ・持ち手が太く安定感があるため、疲労が溜まった時間帯も閉腹が スムーズに行える
- ・ 運針も可能



製造販売届出番号13B3X10305JK3009

品番	規格	全 長
E-008	有鈎	175mm

先端形状拡大



ジャンボ無鈎ピン

- ・持ち手が太く安定感があるため、疲労が溜まった時間帯も閉腹が スムーズに行える
- 運針も可能



製造販売届出番号13B3X10305JK1038

品番	規格	全 長
E-008wo	無鈎	175mm



DBブラックコート鑷子

製品特徴

・無外傷性ドゥベーキー溝により、血管・組織を損傷させずに強力 な把持が可能



製造販売届出番号13B3X10305JK3002

品 番	規格	全 長
E-003/240-2.7	幅2.7mm	240mm
E-003/240-3.5	幅3.5mm	24011111
E-004/300-2.7	幅2.7mm	300mm

先端形状拡大



クライルウッド T/C 持針器

繊細な感触のラチェット



製造販売届出番号	13B3X10305JK5004
----------	------------------

品 番	規格	全 長
N-018TC/180		180mm
N-018TC/260	_	260mm

先端形状拡大



ライダー T/C 持針器

繊細な感触のラチェット



製造販売届出番号13B3X10305JK5002

品 番	規格	全 長
N-023/230TC	_	230mm
N-023/260TC	_	260mm

先端形状拡大



クライルウッド D/D 持針器

- ・繊細な感触のラチェット ・細い針(4-0以下推奨)の把持が可能



製造販売届出番号13B3X10305 IK5003

品 番	規格	全 長
N-018/180		180mm
N-018/200	_	200mm
N-018/260		260mm

先端形状拡大



ライダー D/D 持針器

- ・繊細な感触のラチェット ・細い針(4-0以下推奨)の把持が可能



品番	規格	全 長
N-023/180		180mm
N-023/200		200mm
N-023/230	_	230mm
N-023/260		260mm



ダブルアクション持針器

・二連関節構造の為、長い全長でも針をより強く把持することが可能



製造販売届出番号13B3X10305JK5005

品 番	規 格	全 長
G-008	_	260mm

スライダー持針器

- ・感触の良いラチェット・先端ダイヤモンドダストコーティング



製造販売届出番号13B3X10305EG6099

品 番	規格	有効長
N-001/220S	D/D 直	220mm
N-001/220L	D/D 左曲	22011111
N-001/320L	D/D 左曲	320mm

先端形状拡大



直 全開時



左曲 全開時

エンド持針器

- ・シャフト幅5mm ・洗浄孔が付いている為、確実な洗浄ができる



製造販売届出番号13B3X10305BH6001

品 番	規格	有効長
A-020/240S	T/C 直	
A-020/240L	T/C 左	240mm
A-020/240R	T/C 右	
A-020/340S	T/C 直	340mm
A-020/340L	T/C 左	34011111





全開時



名人作メッツェンバウム

- 製品特徴 ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味 ・剥離操作に適した形状 ・先端「先薄・短刃」加工が可能



製造販売届出番号13B3X10305TS0001

品 番	規格	全 長
C-021/200		200mm
C-021/230	_	230mm
C-021/260	_	260mm
C-021/300		300mm

名人作クーパー

・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味



製造販売届出番号13B3X10305TS0005

品 番	規格	全 長
C-031/180SP	先丸SP	180mm
C-031/200	- 黒クロムメッキ	200mm
C-031/230		230mm
C-031/260		260mm
C-031/300		300mm

名人作メーヨー

・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味



製造販売届出番号13B3X10305TS0003

品 番	規格	全 長
C-041/180	黒クロムメッキ	180mm
C-041/200		200mm
C-041/230		230mm
C-041/260		260mm

名人作ガシガシメーヨー

糸を切りやすいギザ刃加工



製造販売届出番号13B3X10305TS2007

品 番	規格	全 長
C-804/200	糸切り用	200mm
C-804/250	示切り用	250mm

超名人作メッツェンバウム

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味 ・剥離操作に適した形状 ・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製 ・先端「先薄・短刃」加工が可能



製造販売届出番号13B3X10305TS0002

品 番	規格	全 長
C-051/160		160mm
C-051/180	- 黒クロムメッキ	180mm
C-051/200		200mm
C-051/230		230mm
C-051/260		260mm
C-051/280		280mm

超名人作メーヨー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製



製造販売届出番号13B3X10305TS0004

品 番	規格	全 長
C-061/180		180mm
C-061/230	黒クロムメッキ	230mm
C-061/260		260mm

「超名人作」は、サンメディックス株式会社の商標または登録商標です。(登録第4737654号)





名人作TLH メーヨー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた切れ味 ・経腟的な漿膜切離に有用な押切り剪刃



製造販売届出番号13B3X10305TS2003

品 番	規格	全 長
C-101S/230C	反 押切り	230mm
C-101S/230S	直 押切り	250mm
C-101S/250C	反 押切り	230mm
C-101S/250S	直 押切り	250mm

超名人作TLH クーパー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた切れ味 ・経腟的な漿膜切離に有用な押切り剪刃
- ・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製



製造販売届出番号13B3X10305TS2006

品 番	規格	全 長
C-105C/250C	反 押切り	250mm
C-105C/270C	反 押切り	270mm

名人作TLH クーパー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた切れ味 ・経腟的な漿膜切離に有用な押切り剪刃



製造販売届出番号13B3X10305TS2005

品 番	規格	全 長
C-101C/230C	反 押切り	230mm
C-101C/250C	反 押切り	250mm
C-101C/250S	直 押切り	250mm

「超名人作」は、サンメディックス株式会社の商標または登録商標です。(登録第4737654号)





名人作ザッキークーパー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた切れ味 ・TLH後の子宮筋腫細切に有用なギザ刃加工



制进影志尼山来县19P9V1090ETC10

品番	規格	全 長
C-102C/180C		180mm
C-102C/200C		200mm
C-102C/230C	反 筋腫用	230mm
C-102C/250C		250mm
C-102C/270C		270mm

超名人作ザッキークーパー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた切れ味 ・TLH後の子宮筋腫細切に有用なギザ刃加工
- ・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製



製造販売届出番号13B3X10305TS1006

品 番	規格	全 長
C-103C/230C		230mm
C-103C/250C	反 筋腫用	250mm
C-103C/270C		270mm

「超名人作」は、サンメディックス株式会社の商標または登録商標です。(登録第4737654号)





GB2 サクション

・大きい吸引孔から血種の吸引除去を迅速に行うことが可能

ドン・ケリー剥離鉗子

- ・ 先端の大きなカーブにより骨盤内へのアプローチが容易 ・ 先端が鈍であるため安全な操作が可能



品番	規格	全 長
B-080/280ML	_	280mm

先端形状拡大



製造販売届出番号13B3X10305TH9003

品 番	規格	全 長
S-022/340S	φ11mm ストレート	340mm
S-021/300C	φ11mm カーブ	300mm

カーブ先端形状拡大



チビッ鈎

・先端幅6mmで深さサイズが3種類



製造販売届出番号13B3X10305TH7007

品 番	規格	全 長
D-011/625	D 25mm	
D-011/635	D 35mm	150mm
D-011/650	D 50mm	

はくりん棒 ライト

- ・腹膜外アプローチで行う際の腹膜剥離に有用 ・両端径は4.8mmと8mm

製造販売届出番号13B3X10305THZ002

品 番	規格	全 長
D-089		500mm

Isaka Super 鋭匙

・左右に小刻みに動かしてチョコレート嚢胞を剥がすことが可能



製造販売届出番号13B3X10305JKZ002

品 番	規格	全 長
G-001	_	350mm



洗って桶

- 製品特徴・創の長さに応じた豊富なラインナップ・SSI (Surgical Site Infection) 予防・上下の異なるアーチは、患者の体格に応じた選択が可能



品 番	規格	長さ
OK-10	幅 70mm 高さ 70mm	100mm
OK-15		150mm
OK-22		220mm
OK-26		260mm
OK-30		300mm



https://midorija-sunmedix.net/

製造販売業者



販売代理店

