

消化器外科用

つるりんシリーズ

- ・つるりん鉗子 280mm #0～#2



- ハンギング用 #6



#0
#1
#2

先端長 20mm プラス

- ・ポートつるりん鉗子 330mm #0～#3 (ラチェット無)



なが～いつるりん鉗子

- ・つるりんダブルリングス鉗子 25Φ/35Φ



- ・つるりんダー 320mm #1 弱弯・#2 中弯(直ハンドル)



つるりん鉗子+スライダーMethod !

鉗子

- ・ ファインケリー鉗子

170mm/200mm/250mm



SS
S
MS
M
ML
L

- ・ マリリンケリー鉗子 330 mm

#1 弱弯・#2 中弯・#3 強弯



- ・ 爽開オープン 腸鉗子

250 mm 片手でオープン



腸把持に最適！！

剪刀

- ・ 超名人作/名人作 せん刀



名人作メツツェン

超名人作メツツェン

名人作メーヨー

超名人作メーヨー

名人作クーパー

超名人作クーパー

※サイズはお問い合わせください。

- ・ コンコルドメツツェン



ドイツ Solingen 鍛造×東京下町 名人技！！

- ・ スライダーせん刀 320mm×5mm/290mm×7mm



無傷性鑷子

- ・ DB ブラックコート鑷子 240mm (巾 2.7・3.5mm)

300mm・320 mm (巾 2.7mm) 直



上から DB ブラックコート鑷子・DB Ring 鑷子(径 6mm)

- ・ KT ピン 300mm 巾 2.7mm



- ・ エンドピンセット 290mm/350mm(巾 1.3mm/2.0mm)



簡単 分解・洗浄 容易！

鑷子

- ・ デリケートコート鑷子 200mm/250mm(0.5mm) 直・反



- ・ ジャンボ鉤ピン 閉腹用 腱鞘炎ゼロ！



持ち手の面積が広く握りやすい&疲れにくい！

吸引管



- ・ 5mm コート吸引管 225mm/ 300mm(直・ 反)
- ・ 7.5mm ヘッド (チューダマ) 吸引管 250mm/300mm(直・ 反)
- ・ 10mm ヘッド (オオダマ) 吸引管 300mm/400mm(直・ 反)



上から 5mm 吸引管 (反)・チューダマ吸引管 (直)・オオダマ吸引管 (直)

気管鉤



- ・ 気管鉤 240mm × 35mm / 290mm × 20mm

290mm/ 340mm/390mm × 12mm ポート通過

- ・ ジャンボミニフック 350 mm x 5 mm



単孔式縦隔鏡下切除術 対応

- ・ チビッ鉤 深さ 25mm/35mm/50mm(巾 6mm)



ミニサイズ超鉤

持針器

・ライダーD/D 持針器

・クライルウッド D/D 持針器

180/200/230/260mm



ライダー型

クライルウッド型



D/D・・・ダイヤモンド ダスト コーティング

その他

・洗って桶（ミニ・ミニミニ） ジャブジャブ 洗えます！



15cm



10cm

感染症予防に！

・エンドメジャー・腹腔内での計測 ヘルニアオペに



目盛は 5mm 刻み 25/50/70 の数字入り



5mm ポート対応 180° ～45° 可変

新商品

- ・かるいんダー 有効長 220mm #1 弱弯・#2 中弯(直ハンドル)



つるりんダーよりさらに軽〜い感触+スライダーMethod!

- ・エンド持針器 有効長 340mm (直・左曲り)



- ・スライダー持針器 有効長 220mm (直・左曲がり)



新商品

・ラパロ用 メスハンドル 有効長 240mm / 340mm

滑り止め ローレットハンドル

ラパロ用 長いメスハンドル



替え刃は No.10～15 が装着可能です

製造元 : 創作器械 ミドリジャ スギウラ 164-0012 東京都 中野区 本町 2-18-12

TEL 03 - 3372 - 9186

E-Mail midorija-chomeijin@courante.plala.or.jp

発売元 : サンメディックス株式会社 ミドリジャ スギウラ事業部

104-6136 東京都中央区晴海 1-8-11 晴海トリトンスクエア Y 棟 36 階

FAX:03-5144-0826 担当: 須山菜月 E-Mail midorija@sunmedix.co.jp (ご注文・在庫確認)



HP : <https://www.midorija-sunmedix.net/>

～ホームページリニューアルしました～



ホームページ QR コード