

産婦人科用

剪刀



- ・超名人作 / 名人作 ザッキークーパー

ザクザク切れます！



筋腫対応 ギザ刃付

※サイズはお問い合わせください。

- ・超名人作 / 名人作 TLH メーヨー

- ・超名人作 / 名人作 TLH クーパー

押切り専用 特殊刃付

※サイズはお問い合わせください。



スーッと押し切れます！

- ・超名人作/名人作 せん刀



名人作メツツェン

超名人作メツツェン

名人作メーヨー

超名人作メーヨー

名人作クーパー

超名人作クーパー

超名人作=黒帯1本
名人作とは材質が異なる為、
耐久性に優れている

※サイズはお問い合わせください。

持針器

- ・ダブルアクション持針器 全長 260mm



先端把持部は太い針に負けない強力型

その他

- ・ ISAKA スーパー鋭匙 有効長 300mm 巾 10 mm



チョコレート嚢胞の剥離に特に有用

- ・ 天海坊 Pull 有効長 400mm

Push 有効長 390mm



深部の血管・組織を Pull/Push ロボットの支援に！



・洗って桶(S・M・L)



上下のアーチが微妙に違います。



感染症予防に！

製造元： 創作器械 ミドリジャ スギウラ 164-0012 東京都 中野区 本町 2-18-12

TEL 03 - 3372 - 9186 E-Mail midorija-chomeijin@courante.plala.or.jp

発売元： サンメディックス株式会社 ミドリジャ スギウラ事業部

104-6136 東京都中央区晴海 1-8-11 晴海トリトンスクエア Y棟 36階

FAX:03-5144-0826 担当：須山菜月 E-Mail midorija@sunmedix.co.jp (ご注文・在庫確認)



HP：<https://www.midorija-sunmedix.net/>

～ホームページリニューアルしました～



ホームページ QR コード